



畅易健®

一次性使用骨髓穿刺活检针

Disposable Bone Marrow Aspiration Biopsy Needle

- 钢 SHARP FLEXIBLE 特钢材质 锋锐 柔韧
- ERGONOMICS 手柄人体工程设计
- INJECTION PORT 标准注射接口



www.chamfond.com



ERGONOMIC DESIGN IS MORE EFFICIENT AND CONVENIENT

人体工程学设计 更高效 更方便

DISPOSABLE BONE MARROW ASPIRATION BIOPSY NEEDLE

一次性使用骨髓穿刺活检针

钢 特钢材质 锋锐 柔韧

手柄人体工程设计

标准注射接口


南京畅丰生物科技有限公司
Chamfond Biotech Co.,Ltd

南京市高新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座2层
Tel: 025 5886 8739 Fax: 025 5886 8783
E-mail: info@chamfond.com

www.chamfond.com



了解更多品牌资讯



BN-MA/CB-3/CF

一次性手动抽吸、切割式骨髓活检针(内置离断器)


① 标准注射接口, 抽吸/切割均可



PARAMETERS TABLE
参数表

型号	标称管径	标称长度 (mm)
0905		50
0907	9G	70
0910		100
0915		150
1105		50
1107	11G	70
1110		100
1115		150
1305		50
1307		70
1309	13G	90
1310		100
1315		150

DETAIL IMAGE
细节图



内置精制离断器
100%成功完整采样



尖端五面切割
取髓高效省力

BN-MAB-1/CF

一次性手动抽吸式骨髓活检针(普通型)

① 内针锁止设计, 保证穿刺效率

② 具有多种规格, 适用各类体型

③ 一步调节针长, 保障穿刺安全



PARAMETERS TABLE
参数表

型号	标称管径	最小长度 (mm)	标称长度 (mm)	最大长度 (mm)
1503	1503	10	30 (10-50)	50
1504	1504	20	40 (20-60)	60
1506	1506	40	60 (60-80)	80
1603	1603	10	30 (10-50)	50
1604	1604	20	40 (20-60)	60
1606	1606	40	60 (60-80)	80
1803	1803	10	30 (10-50)	50
1804	1804	20	40 (20-60)	60
1806	1806	40	60 (60-80)	80

BN-MAB-2/CF

一次性手动抽吸式骨髓采集针(多孔型)

PARAMETERS TABLE
参数表

型号	标称管径	标称长度 (mm)
1305		50
1307		70
1310	13G	100
1315		150
1105		50
1107	11G	70
1110		100
1115		150



BN-MA/CB-1/CF

一次性手动抽吸、切割式骨髓活检针(普通型)

① 标准注射接口, 抽吸/切割均可



BN-MA/CB-2/CF

一次性手动抽吸、切割式骨髓活检针(附离断器)

PARAMETERS TABLE
参数表

型号	标称管径	标称长度 (mm)
0805		50
0807	8G	70
0810		100
0815		150
0905		50
0907	9G	70
0910		100
0915		150
1105		50
1107	11G	70
1110		100
1115		150
1305		50
1307		70
1310	13G	100
1315		150

PARAMETERS TABLE
参数表

型号	标称管径	标称长度 (mm)
0905		50
0907	9G	70
0910		100
0915		150
1105		50
1107	11G	70
1110		100
1115		150
1305		50
1307	13G	70
1310		100
1315		150

① 外置离断器, 轻松切割骨髓

② 标准注射接口, 抽吸/切割均可

